

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブ 特別キャンペーン

キャンペーン期間：2024/9/24^{TUE} ~ 10/31^{THU}



スコッチボンド™ ユニバーサル
プラス アドヒーシブ ボトルタイプ
ダブルパック

内容：ボトル (5mL) × 2本
製品番号：41294W
希望医院価格：23,700円



スコッチボンド™ ユニバーサル
プラス アドヒーシブ ユニドースタイプ
100本入り

内容：ユニドース × 100本
製品番号：41298J
希望医院価格：13,200円

購入者特典

特典 1

スコッチボンド™
ユニバーサル アドヒーシブ用
混和皿
× 1個



混和皿を使用の際、蓋を閉めた遮蔽化で
30分操作可能のため余裕を持って施術が可能。

特典 2

アドヒーシブ
ユニドース スタンド
× 1個



※イメージです

片手でサッと使えるユニドース専用のスタンドです。



使用可能時間 30分 (遮光下)

揮発性の低い、水とエタノールを溶媒としているため、滴下後約30分使用可能。複数窩洞の処置にも余裕をもって対応できます。



シンプルな術式を可能にする1ステップユニバーサルボンディング

独自の「VMSテクノロジー」が正当進化。スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブのもつ「汎用性」をそのまま継承しています。

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブは歯質・各種材料に接着可能なので、前処理材はこれ1本。各種専用プライマーが不要です。



症例や被着体に合わせて使用する材料や術式を変える必要がなく、在庫管理が容易です。



この1本だけ!




これまでの汎用性に、新たな付加価値をプラス

業界初!※1 象牙質と同等のX線造影性付与

二次う蝕の診断や経過観察を助けます。


※1一液性のユニバーサルボンディング材として、業界ではじめて製品化しました(ソルベンタム社内調べ 2021年1月時点)



象牙質と同等レベル

“ぬれ性”と“歯質浸透性”の向上


窩壁部や複雑な窩洞にも塗り広げやすく、塗りムラや液だまりなどの発生リスクを抑えます。



湿潤環境下でも安定した接着力

ビトラボンドコポリマーの配合最適化によって、湿潤環境下でも安定した接着力を発揮します。

湿潤環境下：ヒト抜去歯象牙質に対するせん断接着強さ



1本で多用途

CR 充填用接着材のほかリライエックス™ ユニバーサルレジンセメントの前処理剤、知覚過敏抑制材料、窩洞・支台歯のシーリング材としてご利用いただけます。



常温保管できるので、いつも手元に

品質管理の煩わしさがなく、いつでも安心して使用でき、ケアタイムも短縮できます。



NEW ボトルデザイン

キレがよく液だれしにくいボトルデザインです。個包装のユニドースタイプも準備しています。