

INFO EXPRESS 2021/3

新製品


1) 3M スコッチボンドユニバーサル プラス アドヒーシブ

- *大好評のスコッチボンドの後継製品で、ガラスセラミック・歯質への接着力が更に向上し、また、使用期限も3年と1年長くなりました。
- *従来品より「ぬれ性」が向上し、塗り広げしやすい操作性、容易なエアブローを実現します。
- *象牙質と同等のX線造影性が付与され、2次カリエスの診断や空隙、ギャップリスクを低減します。
- *容量・価格は従来品据え置きで多くの点が改良されています。(衛生的で便利なユニードスタンプもございます)。
価格：イントロキット(ボトル+ブラシ+混和皿) 税込¥17,380
ボトル 税込¥13,860(#700864)
ユニードス(50個入) 税込¥13,860(#700865)



2) 3M リライエックス ユニバーサル レジンセメント

- *アルティメットレジンセメント後継製品で、接着力が更に向上しました。
- *セラミック、メタル、CRと様々な補綴物、歯質共に、前処理剤は上記「スコッチボンドユニバーサル プラス アドヒーシブ」のみで、プライマーの塗分けが不要で、シンプルな診療を実現致します。
- *光照射2-3秒で硬化し余剰セメントも従来品と比べ除去しやすくなりました。
- *容量は小さくなりましたが、ミキシングチップに残るセメント量を80%削減できる新チップとなったため、従来品と同等回数以上の使用が可能で、価格は据え置きです。
価格：税込¥15,400(TR #301598)



3) 松風 ビューティフィル ユニシェード 歯科充填用コンポジットレジン

- *独自開発のS-PRGフィラーを含有しているため、充填した周辺歯質の色調と調和し、シェード選択不要なコンポジットレジンです。
- *最大4mmの深さまで一括充填可能なため、チェアタイム短縮に貢献します。
- *「ビューティフィル ユニシェード ブロッカー」を組み合わせることで、背景色の遮蔽効果が向上し、より多くの症例に対応することが可能です。
価格：ビューティフィル ユニシェード 2.1ml 税込¥3,960
ビューティフィル ユニシェード ブロッカー 2.1ml 税込¥3,960



4) GC トリプラーキDジェル 歯垢染色ジェル

- *う蝕リスクを見る化するジェルです。
- *う蝕リスクが高いプラークは水色、新しいプラークは赤色、古いプラークは青紫色と、3色でう蝕リスクを見る化することができます。
- *ポイント染ができるジェルタイプです。
価格：税込¥1,980(#104656)



5) GC G2-ボンド ユニバーサル 多目的光重合型2液性ボンディング材

- *多用途に使用できる2ステップセルフエッチングボンディングの新しいスタンダードです。
- *新接着技術「デュアルH-テクノロジー(親水性から疎水性へのスムーズな移行)」により、歯質にもコンポジットレジンにも強力で安定した接着を可能にしました。
- *2-ボンドは高い疎水性により吸水性が低く、長期的な耐久性が期待できます。また高い機械的強度により高い接着強さを発揮します。
- *CR充填修復、口腔内リペア、知覚過敏抑制、象牙質レジンコーティングなど、ユニバーサルな用途に対応した高い汎用性です。
価格：G2-ボンド ユニバーサル セット 税込¥17,600(#104653)



6) トクヤマ ヒカリライナー 義歯床用硬質裏装材(光硬化・粉液型)

- *光照射するまで弾力性のあるゴム状を維持するため、アンダーカットに入っても簡単に取り外すことができます。
- *光硬化前なら、余剰部分のトリミングややり直しが容易に行えます。
- *混和後の流動性はゆるやかに変化するため、義歯への盛り付けのタイミングを調整することで幅広い症例にご使用できます。
価格：ヒカリライナー セット 税込¥16,500(#6501152)



7) トクヤマ ポータライト 歯科技工用重合装置(光重合装置)

- *操作ボタンひとつで、重合に必要な時間に応じて、5分(ボタンを1プッシュ)、10分(ボタンを2プッシュ)を簡単に切り替えることが可能なシンプル操作です。
- *持ち運びも可能な小型設計(直径14cm、高さ15cm、重さ880g)で、チェアサイドでもお使いいただけます。
- *重合させる補綴物等は専用のディスプレイ容器に入れて重合を行うため、衛生的にお使いいただけます。
価格：ポータライト セット 税込¥71,280(#6501146)



8) サンメディカル キレイキープ スプレー&ライト MPCポリマーコーティングシステム

- *「光反応性MPCポリマー」配合の口腔内装置用コーティングシステムです。
- *コーティングにより、義歯の表面にプラークが付着しにくくなり、義歯清掃が楽になります。また、効果が約3か月持続します。
- *清掃し、水分を除去した義歯全体にスプレー、エアブロー後、両面にUVC照射(片面3分ずつ)し、水洗いでコーティング処置が完了します。簡単ステップで口腔内メンテナンスの合間にできます。
価格：キレイキープ スプレー 税込¥7,700(#6203097)
キレイキープ ライト 税込¥32,780(#6203098)



9)ヨシダ HaBon PG STOP 薬用歯磨きジェル

- *ウコン成分由来の「可溶化したクルクミン」入りの薬用歯磨きジェルで、口腔内フローラを保ちながら口腔ケアを行えます。
 - *クルクミンは、歯周病PG菌に対しての抗菌、バイオフィーム形成阻害、ジンジパイン阻害、抗細胞侵入阻害と多彩な作用を発揮し、また炎症性サイトカインの産出を抑制するなど、抗炎症作用も発揮します。
 - *抗炎症成分「グリチルリチン酸ジカリウム」が歯周病・口臭を、フッ化ナトリウム(950ppm配合)がう蝕の発生・進行を予防します。
 - *発泡剤不使用のジェルタイプなので、長時間ブラッシングしても泡立ちが気になりません。また、少量の水ですすぐことができ、薬用成分が口腔内にとどまります。
- 価格：ジンジャーミント味 100g
 医院様価格 1箱24本入 税込¥35,640(#3504068)
 1本 税込¥1,485(#3504067)
 患者参考価格 税込¥1,650



10)イボクラ Proxylt(プロキシット) 歯面研磨ペースト

- *3種類の研磨性と、フッ化物無配合の4種をラインナップするPMTCペーストです。
 - *ピンク/Fineは、一番細かいペーストで、e-maxやレジン修復物も傷つけず、クオリティの高い歯面の状態を長く保つことができます。
 - *粗いペーストのブルー/Coarse、中くらいの粗さのグリーン/Mediumと研磨性の異なるペーストがあり、また、テンポラリー除去後やコンポジット修復前のクリーニングに適したフッ素無配合のFフリーグリーン/Mediumもございます。
- 価格：80g 税込¥3,520(#502686)



11)GC ウィル・ステラVジェル 速乾性アルコールジェル

- *専用のノータッチ式ディスペンサーとの組み合わせで簡単手指衛生。
 - *有効成分としてエタノールを76.9~81.4vol%含有した、のびが良くべたつきにくい低粘度の速乾性アルコールジェルです。
 - *ノンエンベロープウイルスを含む幅広い微生物に作用します。
 - *保湿成分を配合することで、手荒れにも配慮しています。
- 価格：ウィル・ステラVジェルディスペンサー用
 600ml 6個入 税込¥13,200(#6601155)
 ノータッチ式ディスペンサー UD-9600Aセット
 (本体、取付板、トレーD型) 税込¥11,110(#6601156)



12)ヨシダ HydroAg+ スプレー 環境除菌剤

- *富士フィルムのアルコールと銀系材料を組み合わせた「Hydro Ag+」技術を活かした、アルコールスプレー(アルコール80%)です。
 - *アルコールによる除菌効果に加えて、銀系の抗菌剤と超親水コートによる「持続除菌」を兼ね備え、アルコールが蒸発した後も持続的に微生物の増殖を抑制します。
 - *同一箇所に対して繰り返し用いることで、より強固なHydro Ag+コート膜が形成され、効果が高めることができます。
- 価格：480ml 税込¥2,728(#3650369)



13)ヨシダ Etak in フルプロテクションZERO 環境衛生用 清浄・除菌剤

- *業務用4ℓ入が追加発売となるとともに価格変更となりました。
 - *除菌成分「4級アンモニウム塩」と、固定化成分「エトキシラン」の科学合成で表面に固定化させることができ、除菌効果が約1週間持続します。
 - *ドアノブや手すり、スイッチ、テーブル、キーボードやPC周りなど複数の方が触れる箇所の衛生管理にご使用いただけます。
 - *アルコール類の使用が制限されているものや、ユニットへのご使用はお控えください。
 - *Etak 業務用250mLスプレー容器に小分けしてご使用ください。
- 価格：Etak in フルプロテクションZERO
 業務用2ℓ 税込¥8,140(#304023)
 Etak in フルプロテクションZERO
 業務用4ℓ 税込¥14,960(#3504028)
 Etak 業務用250mLスプレー容器
 税込¥880(#3504025)



14)松風 ハイライトホーム ホームホワイトニング材

- *患者さまの負担が少なく、手軽に行えるホームホワイトニング材で健康的な白い歯へ。
 - *粘性の高いジェルなので歯面にしっかり滞留し、トレーから漏れでる不快感も軽減します。
 - *オフィスホワイトニング材で使われる薬剤(過酸化水素35%)より刺激が少なく、安心して患者さまにお渡しできます。
- 価格：ハイライトホーム セット(ジェル1.2ml 8本、エバシート 2枚、トレーケース、シェードメモ、患者さま用説明書) 税込¥7,480



お知らせ

①シラネLINE公式ページが好評です!!



上記QRコードから簡単にシラネLINE公式ページへご登録頂けます↑
 シラネLINE公式ページが好評です。シラネWEBデンタルショー情報や、WEBセミナー情報、また、シラネLINE公式ページ登録者限定での「お得な情報」も発信しております。
 現在は、シラネLINE公式ページ登録者限定で「コロナ禍で大変な中、頑張って頂いている歯科医療従事者の皆様への感謝・リフレッシュ企画」を、女性に大人気のRiFaやSIXPADで有名な株式会社MTG(本社は実は名古屋のマザーズ上場企業)と組んで実施中です。気になるReFaブランドの各種製品が「お1人様、1製品につき、1つ」限定の特別価格セールを3月末まで実施しております(数量限定)。
 「補助金情報」「セミナー情報」「お得な情報」などを提供する「シラネLINE公式ページ」には是非ご登録ください。

②LIVE配信セミナー『デンタルネットシラネ』が大好評です!

①岩田淳先生セミナー 第一大臼歯「形成と接着」の実践
～日常臨床の形成・接着を「より良く」するためのポイント紹介～

岩田 淳先生 セミナー

第一大臼歯「形成と接着」の実践

～日常臨床の形成・接着を「より良く」するためのポイント紹介～

日常臨床において、臼歯部クラウンの支台歯形成を行う機会は非常に多いと思われ、患者様の審美的な要求は臼歯部においても高まり、従来のゴールドクラウンやメタルボトクラウンから、現在はプラスチックミックス、ジルコニアクラウンなど様々な選択が存在し、その支台歯形成や接着方法も多様化しています。

また、保険診療において臼歯部にCAD/CAM冠が導入されましたが、その機能的な強さ・維持力を適切に発揮させるためには、CAD/CAM冠の支台歯形成においても、基本的に適切に行われる必要があると思われ、今回のセミナーでは、臼歯部クラウンの基本的な支台歯形成のテクニックから「バーナム」を使用したセルフクリーニングまで、一連のステップを解説させていただきます。



日時 2021年2月25日(木) 10:00～12:00

講師 岩田淳先生(岩田歯科医院 院長)

参加費 無料

②マイクロスコープ 隙間時間の活用術
～DHもマイクロ活用で医院活性化!ルーベとの違いなども～

マイクロスコープ
隙間時間の有効活用術

先生の医院のマイクロスコープが空いているお時間はありませんか?
その空いているお時間に歯科衛生士も使えるようにすれば医院の活性化に繋がりますよ!

その場で撮影した患者さんご自身の口腔内の状態を見て頂きながらお話をすると患者さんの反応が変わってきます。

医院に対する信頼も増し、メンテナンスのリピート率も上がります。また、診療後に診療動画を視聴する事ができるので、ドクターとの情報共有もでき、希望する事で技術の向上にも繋がります。

歯科衛生士がよりよい隙間時間にマイクロスコープを活用できるようにすれば患者さんにとっても医院にとってもメリットになります。

今回は歯科衛生士がどのように隙間時間でマイクロスコープを活用しているのかをお伝えしたいと思います。



講師 伊藤美妃 歯科衛生士
東京都 伊藤美妃先生
伊藤美妃先生
伊藤美妃先生



日時 2021年3月31日(水) 13:15～14:00

講師 伊藤美妃先生(ブルチーノ歯科 矯正歯科 歯科衛生士)

参加費 無料

セミナー

①LIVE配信【オンラインセミナー】戦略的な医院デザイン
～G-ZONEが実現する医院設計～

日時 2021年3月7日(日) 10:00～11:30

場所 WEB上(ZOOM)

講師 雨谷祐之先生

(株)スタイル・エイチ・ワークス代表取締役

参加費 無料(お申込みは株式会社ジーシーHPから直接お願いします)

②【WEB LIVEセミナー】
口腔内スキャナーを触ってみよう!
～G-ZONEが実現する医院設計～

日時 2021年3月25日(木) 19:30～20:30

場所 WEB上(ZOOM)

講師 河内洋順先生(愛知県ご開業)

参加費 無料(お申込みは株式会社ヨシダHPから直接お願いします)

③【WEB LIVEセミナー】
バイオセラミックシーラーの特性と根管充填法
～G-ZONEが実現する医院設計～

日時 2021年3月28日(日) 10:00～12:00

場所 WEB上(ZOOM)

講師 橋爪英城先生(Team東京)

橋爪エンドドンティックスデンタルオフィス開業)

参加費 無料(お申込みは株式会社ヨシダHPから直接お願いします)

新刊案内

①口腔がん早期発見のための口腔細胞診入門
～歯科医院で取り組むLB

編著 田沼順一ほか

A4判 124P 6,600円(税込)

医歯薬出版(株)(#21020400)



②臓器別がん標準治療に即した
周術期口腔機能管理
～がん治療法の理解と周術期口腔機能管理を
コンパクトにまとめた実践書!～

監修 白砂兼光

AB判 120P 5,940円(税込)

医歯薬出版(株)(#21020100)



③誰でも撮れるきれいで規格性のある口腔内写真
～この一冊で!美しく!パーフェクトな!口腔内写真が
誰でも撮れます!～

著 高田光彦ほか

A4判 144P 9,900円(税込)

医歯薬出版(株)(#21010900)



④長期経過症例から紐解く根尖病変と骨縁下欠損
～その傾向と対策～

監著 下川公一

A4判 336P 28,600円(税込)

クインテッセンス出版(株)(#21020600)



⑤見逃しケースのなぜを解く!
歯科診断スキルアップ実践ガイド
～落とし穴を回避して主訴の解決に導く手順とポイント～

編著 礪波健一ほか

B5判 136P 7,480円(税込)

クインテッセンス出版(株)(#21020601)




⑥歯科衛生士ブックレットVol.4
「なにか変?」に気づけるようになる
口腔粘膜疾患 別ガイド

～「歯しか診ない」から脱却!読めば、明日から
“口腔粘膜の違和感”がわかるようになる～

著 片倉朋

A4判変型 40P 2,420円(税込)

クインテッセンス出版(株)(#21020602)



⑦QDI別冊 OJのスペシャリストたちがおくる
インプラント基本の「き」

～今さら聞けない検査・診断、患者コンサルから
外科・補綴、メインテナンスまで～

監修 石川知弘ほか

A4判変型 184P 7,040円(税込)

クインテッセンス出版(株)(#21020603)



⑧withコロナ時代に求められる新しい歯科医院マネジメント
～歯科医療を取り巻く環境から、
未来に向けてどう動くべきか、実践例など～

監修 MID-G

B5判 148P 4,620円(税込)

デンタルダイヤモンド社



出版社売れ筋書籍ベスト3(医歯薬出版(株))

- 1位 誰でも撮れるきれいで規格性のある口腔内写真
- 2位 わかる!できる!決定版コンポジットレジン修復
- 3位 全医療従事者が知っておくべき 歯周病と全身のつながり
不健口が寝たきり・糖尿病・アルツハイマー病を招く